

Жгут венозный Torped для взрослых

РЗН 2019/8117

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 42
см, ширина 25 мм

Hebei Ruinuo Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	42 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут Torped предназначен для ограничения циркуляции крови в конечностях тела при проведении внутривенных манипуляций.

Особенности:

- ослабление натяжения без снятия жгута;
- возможность работать одной рукой;
- допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами.

Технические характеристики:

- нестерильный;
- многоразовый;
- ширина ленты 2.5 см;
- длина ленты жгута в свободном состоянии:
 - жгут для взрослых – 42 см;
 - для детей – 39.5 см.