

Жгут кровоостанавливающий ФЭСТ одноразовый

ФСР 2008/03126

для остановки кровотечений, с фиксатором,
одноразовый, матерчатый, для взрослых, ширина 24
мм

Предприятие ФЭСТ ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Вид	с фиксатором
Тип	одноразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Ширина	24 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий ФЭСТ – предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей, при оказании скорой и первой помощи. Изготовлен из эластичной тесьмы.

Возможны различные варианты исполнения:

Вариант исполнения	Описание
№1	с застёжкой на крючок
№2	с застежкой-липучкой типа «велькро»
№3	с двумя застежками-липучками типа «велькро»
№4	Михайлова с пряжкой с крючком
№5	Михайлова с застежкой на пряжку
№6	с застежкой на пряжку с язычком
№7	Михайлова с застежкой на пряжку с крючком