

Жгут кровоостанавливающий Альфапластик типа Эсмарха

ФСР 2007/00032

для остановки кровотечений, Эсмарха, многоразовый, резиновый, для взрослых, длина 1.4 м, ширина 25 мм

Объединение Альфапластик ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Вид	Эсмарха
Тип	многоразовый
Материал	резиновый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	1.4 м
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий Альфапластик типа Эсмарха – резиновый жгут, предназначенный для временной остановки кровотечения.

- Особенности:**
- Жгут производится из эластичной резины высокого качества.
 - Не содержит токсичных и аллергических элементов.
 - Не теряет форму при многоразовом использовании.
 - Стоек к многократным химическим обработкам.

Количество в упаковке - 50 шт.