

Жгут кровоостанавливающий Альфапластик типа Альфа

ФСР 2012/13201

для остановки кровотечений, многоразовый,
резиновый, для взрослых, длина 75 см, ширина 27 мм

Объединение Альфапластик ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Тип	многоразовый
Материал	резиновый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	75 см
Ширина	27 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый Альфа (с застежкой в виде петли)

Применяется:

- при артериальных кровотечениях верхних и нижних конечностей;
- при отеке легких в качестве турникетных жгутов для «бескровного кровопускания»;
- при синдроме сдавления в качестве защитных жгутов.

Особенности:

- вертикальные валики сохраняют целостность нервных пучков и трофики кожи на месте пережатия;
- возможность фиксации жгута даже одной рукой;
- максимальная фиксация жгута при наложении первого тура;
- минимальное время наложения жгута;
- имеет удобную застежку в виде резиновой петли.

Жгут кровоостанавливающий рифленый «Альфа» не теряет форму при многоразовом использовании и стоек к многократным дезинфекциям.