

Жгут кровоостанавливающий Киевгума типа Эсмарха

ФСЗ 2012/12991

для остановки кровотечений, Эсмарха, многоразовый,
резиновый, для взрослых, длина 1.4 м, ширина 25 мм

Киевгума ООО, Украина



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Вид	Эсмарха
Тип	многоразовый
Материал	резиновый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	1.4 м
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха предназначен для временной остановки кровотечения на участке тела человека. Используется в медицинской практике, в быту.

Преимущества жгута Эсмарха:

- Стойкий к пятикратной дезинфекции.
- Производится из резины высокого качества.
- Не содержит токсичных и аллергенных элементов.

Технические характеристики

Жгут представляет собой резиновую ленту с размерами, мм: длина – 1400 (+50; -70); ширина – 25 ± 2.5.

Комплектность

Комплектуется двумя пластмассовыми кнопками

Количество в упаковке – 40 шт.