

Жгут кровоостанавливающий Мирал

ФСР 2010/07432

для остановки кровотечений, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, ширина 25
мм

МИРАЛ НПФ ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией Мирал предназначен для временной остановки кровотечения. Позволяет дозировать давление и, таким образом, предотвращает повреждение сосудов и нервов при его наложении.

Жгут с дозированной компрессией представляет собой компрессионный элемент, состоящий из эластичной вставки с пряжкой и ленты. На эластичной вставке имеются метки «плечо», «бедро», позволяющие дозировать усилие компрессии.

Применение

Для остановки кровотечения лента устройства продевается в пряжку, и производится затягивание петли до превращения соответствующего прямоугольника для бедра или плеча на пиктограмме эластичной вставки в квадрат. Фиксация осуществляется пряжкой автоматически.