

Жгут венозный Mederen для детей

РЗН 2019/8095

для внутривенных манипуляций, с фиксатором, многоразовый, матерчатый, для детей, длина 35 см, ширина 25 мм

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Израиль



Характеристики

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Назначение           | для внутривенных манипуляций |
| Вид                  | с фиксатором                 |
| Тип                  | многоразовый                 |
| Материал             | матерчатый                   |
| Возрастная категория | для детей                    |
| Длина                | 35 см                        |
| Ширина               | 25 мм                        |

Дополнительные характеристики

**Жгут кровоостанавливающий Mederen** – венозный жгут, использующийся для ограничения циркуляции крови при проведении внутривенных манипуляций.

Характеристики:

- Состоит из эластичной ленты, выполненной из нейлона и латекса, а также пластикового фиксирующего механизма с кнопкой и защелкой.
- Механизм позволяет регулировать степень компрессии и размыкать петлю **одной рукой**.
- **Не содержит латекса.**
- Резинотканевая лента **не травмирует** кожу, снижает вероятность закупорки, застоя и повреждения сосудов.
- Нестерильные, для многократного применения. Стоек к многократным антисептическим обработкам и автоклавированию.

Доступны различные цветовые расцветки:

| Кат. №       | Цвет    |
|--------------|---------|
| 1406-M200-01 | голубой |
| 1406-M200-02 | синий   |