

Жгут венозный Mederen для взрослых

РЗН 2019/8095

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 45
см, ширина 25 мм

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Израиль



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	45 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий Mederen – венозный жгут, использующийся для ограничения циркуляции крови при проведении внутривенных манипуляций.

Характеристики:

- Состоит из эластичной ленты, выполненной из нейлона и латекса, а также пластикового фиксирующего механизма с кнопкой и защелкой.
- Механизм позволяет регулировать степень компрессии и размыкать петлю **одной рукой**.
- **Не содержит латекса.**
- Резинотканевая лента **не травмирует** кожу, снижает вероятность закупорки, застоя и повреждения сосудов.
- Нестерильные, для многократного применения. Стоек к многократным антисептическим обработкам и автоклавному.

Доступны различные цветовые расцветки:

Кат. №	Цвет
1406-M100-01	голубой
1406-M100-02	синий