


Жгут кровоостанавливающий венозный Еламед ЖВ-01

ФСР 2008/02111

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 52.5
см, ширина 25 мм

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	52.5 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный ЖВ-01 «Еламед» – полимерно-латексный жгут многоразового использования, предназначенный для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении венепункций.

Характеристики:

- Состоит из мягкой эластичной резинотканевой ленты, а также **зажимного устройства**, регулирующего силу сжатия.
- Корпус, замыкающий ленту в петлю, выполнен из пластика.
- Петля жгута ослабляется или размыкается нажатием на кнопку зажимного устройства.
- Конструкция позволяет регулировать степень сжатия и декомпрессии и мгновенно размыкать петлю **одной рукой**.
- **Длина** жгута: 525 ± 25 мм (с учётом наконечника и защёлки).

Гарантийный срок службы – 18 месяцев со дня изготовления.