

Жгут венозный Меридиан (Meridian)

ФСЗ 2010/06464

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 40
см, ширина 25 мм

MERIDIAN MEDICAL PRODUCTS LTD,
Великобритания



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	40 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий венозный Meridian (Меридиан) предназначен для проведения венепункций с целью забора крови либо введения лекарственных средств.

Характеристики:

- Представляет собой эластичную резинотканевую ленту с пластмассовой защелкой в виде карабина, который регулирует степень сдавливания.
- Кнопка-фиксатор позволяет одним нажатием ослабить натяжение, снять жгут и завершить внутривенную инъекцию.
- Устойчив к дезинфекции разрешенными дезинфицирующим средствами.