

Жгут венозный Berimed YST-2

РЗН 2019/8829

для внутривенных манипуляций, ленточный, одноразовый, резиновый, для взрослых, длина 45 см, ширина 25 мм

Qidong Yongsheng Medical Products Factory, Китай



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	ленточный
Тип	одноразовый
Материал	резиновый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	45 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный Berimed YST-2 представляет собой нестерильную **безлатексную** ленту голубого или оранжевого цвета.

Используется в процедуре взятия крови у пациента для повышения внутрисосудистого давления и более легкой идентификации вены. **Одноразовый.**

Поставляется в виде кассеты, внутри которой расположен рулон с линиями перфорации для отрыва каждого жгута, в одной кассете 25 шт. одноразового жгута.