

Жгут венозный Improvacuter для детей

ФСЗ 2010/06624

для внутривенных манипуляций, с фиксатором, многоразовый, матерчатый, для детей, длина 35 см, ширина 25 мм

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для детей
Длина	35 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный Improvacuter – многоразовый медицинский жгут, предназначенный для ограничения циркуляции крови в конечностях человека при проведении внутривенных манипуляций (венепункций) с дозированной компрессией (сдавливанием).

Характеристики:

- Состоит из широкой эластичной ленты, изготовленной из латексной резины и полиэфира Improvacuter, которая уменьшает интенсивность давления до умеренной степени.
- Снабжен удобным механизмом, позволяющим **одной рукой** зафиксировать жгут, расстегнуть его или ослабить.
- **Подлежит дезинфекции** любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов, **долговечен** и удобен в работе.

Бывают как детские, так и взрослые.