

Жгут венозный Berimed многоразовый

РЗН 2018/7080

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых / для детей,
длина 45 см, ширина 25 мм

ЕвроКэп ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Длина	45 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут на верхнюю / нижнюю конечность, многоразового использования Berimed предназначен для накладывания на конечность с целью пережатия артерии и регулирования кровотока.

Представляет собой мягкую, эластичную прорезиненную ленту с фиксирующим механизмом. Предназначен для многократного применения, выдерживает дезинфекцию химическим методом.

Может быть детский и взрослый.