

Жгут венозный Greetmed Inekta

РЗН 2013/781

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 40
см, ширина 25 мм

Greetmed, Китай



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	40 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Венозный жгут Inekta предназначен для ограничения циркуляции крови в конечностях тела при проведении внутривенных манипуляций.

Особенности:

- Жгут состоит из мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю.
- **Зажимное устройство** позволяет регулировать силу сжатия и мгновенно размыкать сжимающую петлю.
- Конструкция жгута позволяет работать с ним **одной рукой**.

Допускает обработку любыми разрешенными дезсредствами.