

Гигиенический матрац Lojer Fysicon Comfort 33

РЗН 2017/6659

1-секционный матрац, с перфорацией, материал матраса ткань х/б с полиуретановой мембраной, наполнение матраса пенополиуретан (ППУ), длина - 2000 мм, ширина 750-850 мм, толщина -130 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Количество секций	1-секционный
Перфорация	Да
Внешний материал матраса	ткань х/б с полиуретановой мембраной
Наполнение матраса	пенополиуретан (ППУ)
Длина	-2000 мм
Ширина	750-850 мм
Толщина	-130 мм
Допустимый вес на одно спальное место	150 кг

Дополнительные характеристики

Fysicon Comfort-33 — это прекрасный матрац для использования в больницах, домах престарелых и на домашнем уходе. Рекомендуемый вес для использования в больницах 150 кг.

Наполнение: огнеупорная пена D33145 (33 кг/м³) с зональными бороздками на одной стороне. Чехол из легкоочищаемой гигиенической ткани с полиуретановым покрытием, ткань водонепроницаема, но пропускает влагу, что позволяет коже дышать. Есть возможность выбрать более мягкую или обычную сторону, благодаря поперечным надрезам с одной стороны. Воспламеняемость по стандарту IMO FTPC часть 9. Продукт имеет маркировку CE.

Высококачественный матрац с рифленой поверхностью.

Размеры : 75 / 80 / 85 / 85 × 200 × 13 см