

Гигиенический матрац Lojer Fysicon MiniMax 13

РЗН 2017/6659

1-секционный матрац, с противопротезным эффектом, материал матраса ткань х/б с полиуретановой мембраной, наполнение матраса поролон, длина -2000 мм, ширина 750-850 мм, толщина -130 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Количество секций	1-секционный
С противопротезным эффектом	Да
Стадии пролежней	I стадия
Внешний материал матраса	ткань х/б с полиуретановой мембраной
Наполнение матраса	поролон
Длина	-2000 мм
Ширина	750-850 мм
Толщина	-130 мм
Допустимый вес на одно спальное место	40-150 кг

Дополнительные характеристики

Fysicon MiniMAX - это матрац, снижающий давление, для пациентов с низким или средним риском возникновения пролежней в больницах, домах престарелых и при домашнем уходе. MiniMAX может использоваться для пациентов весом 40 - 150 кг и обеспечивает наилучшую поддержку и мягкость для всех пользователей. Внутренняя часть матрацов MiniMAX имеет **три слоя**: сверху — мягкий вязкоупругий поролон, в середине и снизу более поддерживающий и тяжелый слои. Чехол из легкоочищаемой гигиенической ткани с полиуретановым покрытием, ткань водонепроницаема, но пропускает влагу, что позволяет коже дышать.

Воспламеняемость по стандарту IMO FTPC часть 9. Продукт имеет маркировку CE.
Новый противопротезный матрац, для которого размер не имеет значения.

Размеры: 75 / 80 / 85 × 200 × 13 см.