

Глюкометр Abbott FreeStyle Optium Neo

РЗН 2017/6503

глюкометр, концентрация глюкозы 1.1-27.8 ммоль/л,
время измерения 5 сек, гематокрит 30-60 %, ланцет,
память, подключение к ПК

Abbott Diabetes Care Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	глюкометр
Концентрация глюкозы	1.1-27.8 ммоль/л
Время измерения	5 сек
Калибровка результатов	по плазме
Гематокрит	30-60 %
Ланцет	Да
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Размер	59.7×86.8×0.87 мм
Вес	0.037 кг