

Головка эндопротеза Link CoCrMo

РЗН 2013/1198

головка эндопротеза , материал кобальт / хром / молибден

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	головка эндопротеза
Материал	кобальт / хром / молибден

Дополнительные характеристики

Головка эндопротеза Link CoCrMo – головка эндопротеза из сплава кобальт-хром-молибден.

Характеристики:

- Диаметр головки от 24-36 мм
- 12/14 конус
- Длина шейки от -3.5 до +4 мм