

Термопленка Sony UPT-735BL

ФСЗ 2011/10447

250×200 мм×мм, для термопринтеров, в упаковке 100 шт.

SONY, Япония



Характеристики

Для видеопринтера	Да
Размер пачки	250×200 мм×мм
Назначение	для термопринтеров
Используемое оборудование	Sony UP-D72XR
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Термопленка Sony UPT-735BL - голубая прозрачная термопленка для медицинского принтера UP-D72XR.

Размер пленки: 202×253 мм (8×10 дюймов).

В упаковке: 100 листов.

Для принтеров:

- Sony UP-D72XR

Максимальное разрешение: 300 dpi - 2743×2320 пикселей (512 оттенков серого).

Срок хранения: плёнки - 1 год / отпечатков - не менее 10 лет.