

Игла спинальная B.Braun Атраукан с двухполосным срезом

ФСЗ 2007/00296

спинальная анестезия, срез атравматичный, размер 26G, длина 25 мм / 50 мм / 88 мм, в упаковке 25 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Анестезия	спинальная
Срез	атравматичный
Размер Gauge	26G
Длина	25 мм / 50 мм / 88 мм
В упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Игла Атраукан (Atraucan) - для спинальной анестезии с двухплоскостным атравматичным срезом. Особое строение иглы Атраукан позволяет выполнить атравматичную пункцию. С помощью передней заостренной части производится небольшой аккуратный разрез, после чего задняя неострая часть иглы раздвигает твердую мозговую оболочку. Это исключает дополнительное травмирование тканей и развитие постпункционной головной боли.

Характеристики:

- тонкостенная игла с особой формой среза;
- минимум усилий в процессе пункции;
- минимальная травма тканевых структур;
- значительное снижение риска развития постпункционной головной боли;
- прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена.

Размерный ряд:

Размер, G	Ø, мм	Длина, мм	Длина, дюймы	Упаковка, шт.	Кат. №
■ 26 G	0,47	88*	3 1/2"	25	4504739
■ 26 G	0,47	50	2"	25	4504763
■ 26 G	0,47	25	1"	25	4504771

* с проводниковой иглой.