

Игла B.Braun Стимуплекс D для проводниковой анестезии

ФСЗ 2008/01154

проводниковая анестезия, срез 15° / 30°, размер 20G / 22G / 23G / 25G, длина 35 мм / 40 мм / 50 мм / 55 мм / 70 мм / 80 мм / 120 мм / 150 мм, в упаковке 25 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Анестезия	проводниковая
Срез	15° / 30°
Размер Gauge	20G / 22G / 23G / 25G
Длина	35 мм / 40 мм / 50 мм / 55 мм / 70 мм / 80 мм / 120 мм / 150 мм
В упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Иглы Стимуплекс D (Stimuplex D) - стимулирующие иглы для одномоментной блокады периферических нервов при краткосрочных вмешательствах и выполнения блокады дополнительных нервов при продленной проводниковой анестезии.

Характеристики:

- **Атравматичная** полностью изолированная стимулирующая игла.
- **Точечный электрод** обеспечивает максимальную точность электронейростимуляции.
- Выбор иглы со срезом **15° или 30°** в зависимости от предпочтений врача, выполняющего блокаду.

Варианты исполнения:

Ø (G) x длина, дюймы	Ø x длина, мм	Упаковка/шт.	Кат. №
Иглы с 15° срезом			
25 G x 1 ³ / ₈ "	0,5 x 35	25	4894103N
25 G x 2 ¹ / ₈ "	0,5 x 55	25	4894111N
23 G x 1 ¹ / ₂ "	0,6 x 40	25	4894120N
23 G x 2 ³ / ₄ "	0,6 x 70	25 ✓	4894138N
22 G x 2"	0,7 x 50	25 ✓	4894146N
22 G x 3 ¹ / ₈ "	0,7 x 80	25	4894154N
22 G x 4 ³ / ₄ "	0,7 x 120	25 ✓	4894162N
20 G x 6"	0,9 x 150	25	4894170N
Иглы с 30° срезом			
22 G x 1 ¹ / ₂ "	0,7 x 40	25	4894189N
22 G x 2"	0,7 x 50	25	4894197N
22 G x 3 ¹ / ₈ "	0,7 x 80	25	4894200N