

Игла В.Вraun Стимуплекс D Плюс для проводниковой анестезии

ФСЗ 2008/01154

проводниковая анестезия, срез 15° / 30°, размер 22G / 25G, длина 35 мм / 50 мм / 80 мм / 120 мм, в упаковке 25 шт.

В.Вraun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Анестезия	проводниковая
Срез	15° / 30°
Размер Gauge	22G / 25G
Длина	35 мм / 50 мм / 80 мм / 120 мм
В упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Игла Стимуплекс D Плюс (Stimuplex D Plus) - для проводниковой анестезии как **под УЗИ-контролем**, так и с использованием **нейростимуляции**.

Характеристики:

- Обладает всеми достоинствами иглы Стимуплекс D.
- Визуализируется в ультразвуке благодаря **эхогенным лазерным меткам**.

Варианты исполнения:

Ø (G) x длина, дюймы	Ø x длина, мм	Упаковка/шт.	Кат. №
Иглы с 15° срезом			
25 G x 1 1/3	0,5 x 35	25	4894103U
22 G x 2	0,7 x 50	25	4894146U
22 G x 3 1/8	0,7 x 80	25	4894154U
22 G x 4 3/4	0,7 x 120	25	4894162U
Иглы с 30° срезом			
22 G x 2	0,7 x 50	25	4894197U