

Игла-бабочка Improvacuter стандартная

РЗН 2018/7204

игла-бабочка, размер 21G / 22G / 23G / 24G / 25G

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	игла-бабочка
Размер иглы	21G / 22G / 23G / 24G / 25G

Описание

Игла-бабочка Improvacuter стандартная - с гибким катетером и луер-адаптером позволяет взять кровь у «проблемных» пациентов.

Комплект состоит из иглы-бабочки, безлатексного катетера, луер-адаптера с иглой.

Имеется защитный резиновый колпачок для иглы на конце луер-алаптера.

Для ввинчивания иглы в иглодержатель нанесена резьба.

Длина катетера: 190 мм / 300 мм.

Размер	Диаметр	Кат. № катетер 190 мм	Кат. № катетер 300 мм	Цветовой код
21G × 3/4"	0.8 мм	593121190	593121300	зеленый
22G × 3/4"	0.7 мм	593122190	593122300	черный
23G × 3/4"	0.6 мм	593123190	593123300	голубой
24G × 3/4"	0.55 мм	593124190	593124300	фиолетовый
25G × 3/4"	0.4 мм	593125190	593125300	оранжевый

Адаптеры и переходники

Многоразовые стандартные держатели изготовлены из качественной пластмассы и могут использоваться повторно после специальной обработки, так как не имеют прямого контакта с кровью.



Название	Кат. №
Держатель многоцветный стандартный	581010