

Игла-бабочка VACUETTE Safety

ФСЗ 2011/09314

игла-бабочка, размер 21G / 23G / 25G

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	игла-бабочка
Размер иглы	21G / 23G / 25G

Описание

Безопасная игла-бабочка с Люэр-адаптером и механизмом экстракции иглы из вены (блокировка внутри корпуса) в индивидуальной стерильной упаковке.

Артикул №	Описание	Размер	Упаковка		
			Внутренняя	Наружная	
Безопасные наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций (стерильные)					
450091	Безопасный набор для взятия крови и инъекций	21G x 3/4"	Длина катетера: 19см	50 шт.	1000 шт.
450191	Безопасный набор для взятия крови и инъекций	21G x 3/4"	Длина катетера: 30см	50 шт.	1000 шт.
450092	Безопасный набор для взятия крови и инъекций	23G x 3/4"	Длина катетера: 19см	50 шт.	1000 шт.
450192	Безопасный набор для взятия крови и инъекций	23G x 3/4"	Длина катетера: 30см	50 шт.	1000 шт.
450090	Безопасный набор для взятия крови и инъекций	25G x 3/4"	Длина катетера: 19см	50 шт.	1000 шт.
Безопасные наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером (стерильные)					
450083	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	21G x 3/4"	Длина катетера: 10см	50 шт.	1000 шт.
450081	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	21G x 3/4"	Длина катетера: 19см	50 шт.	1000 шт.
450095	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	21G x 3/4"	Длина катетера: 30см	50 шт.	1000 шт.
450084	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	23G x 3/4"	Длина катетера: 10см	50 шт.	1000 шт.
450082	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	23G x 3/4"	Длина катетера: 19см	50 шт.	1000 шт.
450096	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	23G x 3/4"	Длина катетера: 30см	50 шт.	1000 шт.
450099	Безопасный набор для взятия крови и инъекций с люэр-адаптером	25G x 3/4"	Длина катетера: 30см	50 шт.	1000 шт.