

Игла для биопсии костного мозга MDL Pick-Up

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /  
аспирационная, размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 6  
см / 10 см / 15 см, метки глубины введения

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Тип иглы               | ручная                         |
| Назначение             | биопсия костного мозга         |
| Вид биопсии            | трепанобиопсия / аспирационная |
| Размер                 | 8G / 9G / 11G / 13G            |
| Длина                  | 6 см / 10 см / 15 см           |
| Метки глубины введения | Да                             |

Дополнительные характеристики

**MDL Pick-Up** - набор для атравматичной трепанобиопсии костного мозга.

Состав набора:

- игла;
- мандрен-вставка типа «ложка» для атравматичного забора образца;  

- колпачок для навинчивания на Луэр-Лок коннектор с целью предупреждения истечения крови при получении образца;  

- мандрен-толкатель, обладающий сантиметровой разметкой на четыре сантиметра с проксимального конца;  

- насадка-предохранитель, одевающейся на режущую кромку канюли с целью предупреждения порезов кожи кистей и пальцев рук при выталкивании образца.  


Характеристики:

- Стиллет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наименее травматично осуществить прохождение костной структуры.
- Канюля из марки AISI304 нержавеющей закаленной стали с заточкой режущей кромки типа «рот рыбы» обеспечивает получение биопсийного образца в форме цилиндра с интактной структурой.

- Сантиметровая маркировка канюли (все кратные 5-ти метки выполнены двойными).
- Мандрен-толкатель имеет сантиметровую маркировку, что позволяет использовать его для оценки длины образца.
- Луер-лок коннектор.

**Модификации:**

- PJT - стандартная;
- PJTD - с мандреном-вставкой типа «двойная ложка»;
- PJTR / PJTDR - с ликвидатором иглы.

**Размеры:**

- PJT1306 - 13G - длина 6 см
- PJT1310 - 13G - длина 10 см
- PJT1110 - 11G - длина 10 см
- PJT1115 - 11G - длина 15 см
- PJT0910 - 9G - длина 10 см
- PJT0915 - 9G - длина 15 см
- PJT0810 - 8G - длина 10 см
- PJT0815 - 8G - длина 15 см