

Игла для биопсии костного мозга HANDLEX

ФСЗ 2012/12124

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 14G / 15G / 16G / 18G, длина 3 см / 4 см / 5 см /
7 см / 9 см / 11 см, стопор контроля глубины

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	14G / 15G / 16G / 18G
Длина	3 см / 4 см / 5 см / 7 см / 9 см / 11 см
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Иглы HANDLEX - улучшенный вариант иглы Perfectus (Т-образная рукоятка) для аспирации костного мозга из грудины, гребня подвздошной кости (дети) или иных участков костной системы.

Модификации:

- Handlex HN - для аспирации костного мозга.
- Handlex HD - для трансплантации костного мозга (дополнительное боковое отверстие).



Характеристики

- Рукоятка удобно располагается в руке. За счет своей формы создается надежный захват, увеличивается сила давления на рукоятку и минимизируется риск возникновения травмы.
- **Ограничитель длины иглы** для фиксации глубины прокола с миллиметровой шкалой.
- Игла с **трехгранной заточкой** максимально обеспечивает быстрый и безопасный проход через костную ткань.
- Коннектор с **Луер-Локом** для аспирации биоматериала шприцем.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
14G	от 3 до 11 см 3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 11 см	зеленый
15G		голубой
16G		белый
18G		розовый

Каталожные номера:

РАЗМЕР

ДЛИНА

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ:

Н

N

0

0

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ:

Н

D

0

0

*размер в G, длина в мм (пример: HN 14 070 00)