

Игла для биопсии костного мозга MEDLOCK

РЗН 2021/14133

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /
аспирационная, размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 7
см / 10 см / 15 см, метки глубины введения

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	8G / 9G / 11G / 13G
Длина	7 см / 10 см / 15 см
Метки глубины введения	Да

Дополнительные характеристики

Иглы MEDLOCK - иглы для трепанобиопсии костной ткани из гребня подвздошной кости или иных участков костной системы. Разработана по классической методике в соответствии со стандартами качества и безопасности.

Модификации:

- HEMAX MM - экстрактор в виде лопаточки
- HEMAX MF - экстрактор в виде вилочки



MM



MF

Характеристики

- Эргономичная рукоятка удобна при проведении процедуры.
- Коннектор луэр-лок для аспирации биоматериала с помощью шприца.
- В комплекте с иглой идет проводник со специальными отметками для контроля длины получаемого столбика костно-мозговой ткани.
- Трехгранная заточка иглы гарантирует надежный проход к кости и ее прокол.

- Экстрактор в виде лопаточки (MM) или вилочки (MF), позволяет удержать и извлечь неповрежденный образец в сложных случаях.

- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
8G	7 см / 10 см / 15 см	тёмно-зеленый
9G		розовый
11G		белый
13G		голубой