

Игла для трансплантации костного мозга MDL Harvest

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 6 см / 10 см / 15 см,
метки глубины введения

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	8G / 9G / 11G / 13G
Длина	6 см / 10 см / 15 см
Метки глубины введения	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла MDL Harvest - набор для трансплантации костного мозга.

Состав набора:

- игла;
- колпачок;
- дополнительный стилет;
- универсальный Луэр-Лок коннектор со сточенным краем для оптимальной фиксации шприца.

Характеристики:

- Стиллет с режущей кромкой типа трокар позволяет добиться быстрой пенетрации костной ткани.
- **5 отверстий** на дистальном конце канюли, расположенных в шахматном порядке, для качественной миелоаспирации.
- Канюля и стилет сделаны из марок стали AISI 304 и AISI 302 и соответствуют стандарту ISO 9626.
- Дополнительный стилет позволяет производить большее число проколов в области забора костного мозга, что повышает эффективность процедуры.
- Игла оснащена безопасной и эффективной якорной системой, которая представляет собой крепление между втулкой стилета и рукоятью для снижения риска проворачивания канюли и её несанкционированного отсоединения во время процедуры.
- Луер-лок коннектор.

Harvest доступна для заказа с ликвидатором иглы (код заказа PJER).

Размеры:

- PJE1306 - 13G - длина 6 см
- PJE1310 - 13G - длина 10 см
- PJE1110 - 11G - длина 10 см
- PJE1115 - 11G - длина 15 см
- PJE0910 - 9G - длина 10 см
- PJE0915 - 9G - длина 15 см
- PJE0810 - 8G - длина 10 см
- PJE0815 - 8G - длина 15 см