

Игла для биопсии костного мозга MDL JamBlu тип Ямшиди

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 8G / 11G / 13G, длина 6 см / 10 см / 15 см

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспираторная
Размер	8G / 11G / 13G
Длина	6 см / 10 см / 15 см

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла MDL JamBlu - одноразовая игла для биопсии костного мозга.

Характеристики:

- Легкая, эргономичная ручка.
- Угловой наконечник.
- Канюля из закаленной нержавеющей стали AISI 304.
- Колпачок для Луер-Лок позволяет выполнить аспирацию на любом этапе процедуры.

Размеры:

- PJK21306 - 13G - длина 6 см
- PJK21310 - 13G - длина 10 см
- PJK21110 - 11G - длина 10 см
- PJK21115 - 11G - длина 15 см
- PJK20810 - 8G - длина 10 см
- PJK20815 - 8G - длина 15 см