

Игла для биопсии костного мозга MDL OsteoJ тип Ямшиди

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /
аспирационная, размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 6
см / 10 см / 15 см, метки глубины введения

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	8G / 9G / 11G / 13G
Длина	6 см / 10 см / 15 см
Метки глубины введения	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла MDL OsteoJ - набор для биопсии костного мозга с иглой типа Ямшиди.

Состав набора:

- игла типа Ямшиди;
- колпачок для навинчивания на Луер-Лок коннектор с целью предупреждения истечения крови при получении образца;



- мандрен-толкатель с сантиметровой разметкой для оценки размера образца и выталкивания образца из просвета канюли



- насадка-предохранитель для режущей кромки канюли для обеспечения безопасности врача при выталкивании образца.



Характеристики:

- Стиллет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наименее травматично осуществить прохождение костной структуры.
- Канюля выполнена из марки **нержавеющей хирургической стали AISI304** с заточкой режущей кромки типа **«рот рыбы»** обеспечивает получение биопсийного образца в форме цилиндра с интактной структурой.
- **Сантиметровая маркировка канюли** иглы. Кратные 5-ти метки выполнены двойными.
- Для предупреждения выталкивания стилета из просвета канюли при пенетрации костной структуры их рукояти скреплены односторонним запорным механизмом.
- Луер-лок коннектор (при необходимости провести аспирацию костного мозга).
- **Мандрен-толкатель** применяется для выталкивания полученного образца из канюли. Более того, он имеет сантиметровую маркировку, что позволяет использовать его **для оценки длины образца** в момент, когда игла находится в медуллярной полости, путем введения в Луэр-Лок коннектор на рукояти. Количество меток поддающихся визуальной оценке соответствует длине образца в сантиметрах.

OsteoJ доступна для заказа **с ликвидатором иглы** (код заказа PJR).

Размеры:

- PJ1306 - 13G - длина 6 см
- PJ1310 - 13G - длина 10 см
- PJ1110 - 11G - длина 10 см
- PJ1115 - 11G - длина 15 см
- PJ0910 - 9G - длина 10 см
- PJ0915 - 9G - длина 15 см
- PJ0810 - 8G - длина 10 см
- PJ0815 - 8G - длина 15 см