

Игла для биопсии костного мозга MDL Pen-Bone Blu

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 14G / 15G / 16G / 18G, длина 5 см / 7 см / 9.5
см, метки глубины введения, стопор контроля глубины

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики


Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	14G / 15G / 16G / 18G
Длина	5 см / 7 см / 9.5 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла Pen-Bone Blu - одноразовая игла для стеральной пункции и аспирации костного мозга из грудины или подвздошной кости.

Характеристики:

- Игла заточена по типу **Чибя** для атравматичной пенетрации.
- Канюля выполнена из марки **нержавеющей хирургической стали AISI304** в соответствии с международными стандартами.
- **Сантиметровая маркировка канюли** иглы помогает ориентироваться при настройке глубины проникновения.
- **Дополнительные крылышки** и эргономическая рукоятка для оптимального захвата при выполнении процедуры.
- **Ограничитель глубины** проникновения, который настраивается путем скручивания винтового штифта.



- Стерилизовано этиленоксидом, срок хранения – 5 лет.

Размеры:

Артикул	Диаметр	Мин. длина, мм	Макс. длина, мм
PIP1410/50	14G	10	50
PIP1430/70	14G	30	70
PIP1455/95	14G	55	95
PIP1510/50	15G	10	50
PIP1530/70	15G	30	70
PIP1555/95	15G	55	95
PIP1610/50	16G	10	50
PIP1630/70	16G	30	70
PIP1655/95	16G	55	95
PIP1810/50	18G	10	50
PIP1830/70	18G	30	70
PIP1855/95	18G	55	95