

Игла для биопсии костного мозга MDL Pen-Bone

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 14G / 15G / 16G / 18G, длина 7.5 см / 9 см / 10
см, метки глубины введения, стопор контроля глубины

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспирационная
Размер	14G / 15G / 16G / 18G
Длина	7.5 см / 9 см / 10 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики


Биопсийная игла Pen-Bone - одноразовая игла для стеральной пункции и аспирации костного мозга из грудины или подвздошной кости.

Модификации:

- **Pen-Bone** (PI) - стандартная.
- **Pen-BoneE** (PIE) - для трансплантации костного мозга (оборудованный двумя расположенными под 180° отверстиями на дистальном конце канюли).

Характеристики:

- Игла заточена по типу **Чибя** для атравматичной пенетрации.
 - Канюля выполнена из марки **нержавеющей хирургической стали AISI304** в соответствии с международными стандартами.
 - **Ограничитель глубины** проникновения, который настраивается путем скручивания винтового штифта и предохраняет пациента от чрезмерного введения иглы в полость кости. Ограничитель глубины может быть скручен полностью.
- Доступен вариант иглы с не снимаемым ограничителем глубины, код заказа PIP.



- **Сантиметровая маркировка канюли** иглы помогает ориентироваться при настройке глубины проникновения.
- **Запорный механизм** между рукоятью стилета и основной частью иглы исключает возможность самопроизвольного выталкивания стилета при введении иглы.
- Луер-лок коннектор.

Размеры:

Артикул	Диаметр	Мин. длина, мм	Макс. длина, мм
PI1435/100	14G	35	100
PI1420/85	14G	25	90
PI1410/75	14G	10	75
PI1535/100	15G	35	100
PI1520/85	15G	25	90
PI1510/75	15G	10	75
PI1635/100	16G	35	100
PI1620/85	16G	25	90
PI1610/75	16G	10	75
PI1835/100	18G	35	100
PI1820/85	18G	25	90
PI1810/75	18G	10	75