

Игла для биопсии костного мозга MDL Press-To

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /
аспирационная, размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 6
см / 10 см / 15 см, метки глубины введения

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	8G / 9G / 11G / 13G
Длина	6 см / 10 см / 15 см
Метки глубины введения	Да

Дополнительные характеристики

MDL Press-To - набор для атравматичной трепанобиопсии костного мозга.

Состав набора:

- игла;
- мандрен-толкатель, обладающий сантиметровой разметкой на четыре сантиметра с проксимального конца;
- мандрен-вставка типа «ложка»;
- насадка-предохранитель, одевающейся на режущую кромку канюли с целью предупреждения порезов кожи кистей и пальцев рук при выталкивании образца.
- дополнительный Луэр-Лок коннектор, используемый при необходимости аспирации после трепанобиопсии;
- колпачок для навинчивания на Луэр-Лок коннектор с целью предупреждения истечения крови при получении образца;

Отличительной особенностью является предустановленный **мандрен-вставка типа «ложка»**, который активируется после продвижения иглы в медуллярной полости и при наличии столбика ткани срезает его при круговом вращательном движении на 360 градусов. Имеет на «ложке» **пилообразную режущую кромку**.

Преимущества метода:

- 100% вероятность забора образца;
- качество образца (около 30 мм длиной и в среднем на 12% толще, чем при использовании традиционных методов);
- уменьшение времени процедуры.
- простота в использовании.

Размеры:

- PS1306 - 13G - длина 6 см
- PS1310 - 13G - длина 10 см
- PS1110 - 11G - длина 10 см
- PS1115 - 11G - длина 15 см
- PS0910 - 9G - длина 10 см
- PS0915 - 9G - длина 15 см
- PS0810 - 8G - длина 10 см
- PS0815 - 8G - длина 15 см

Доступна модификация PSR - с ликвидатором иглы.