

Игла для биопсии костного мозга MEDBONE

РЗН 2021/14133

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия / аспирационная, размер 8G / 9G / 11G / 13G, длина 7 см / 10 см / 15 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	8G / 9G / 11G / 13G
Длина	7 см / 10 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Иглы MEDBONE - иглы для биопсии и трансплантации костного мозга.

Характеристики

- **Ограничитель длины** иглы для фиксации глубины прокола.
- Внутренний просвет иглы закрыт специальной защелкивающейся **крышкой** в верхней части Т-образной рукоятки.
- Коннектор **луэр-лок** для аспирации биоматериала с помощью шприца.
- В комплекте с иглой идет проводник со специальными отметками для контроля длины получаемого столбика костно-мозговой ткани.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
8G	7 см / 10 см / 15 см	тёмно-зеленый
9G		розовый
11G		белый
13G		голубой

Модификации:

	РАЗМЕР		ДЛИНА		
ТРЕХГРАННАЯ ЗАТОЧКА:	М В			0 0	
ВЕРСИЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ:	М В			0 1	
ЗАТОЧКА «FISH MOUTH»:	М В			0 2	
АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЗАТОЧКА:	М В			0 3	
ВЕРСИЯ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ:	Е М			0 0	

*размер в G, длина в мм (пример: MB 09 070 01)