

Игла для биопсии костного мозга MIELOX

РЗН 2021/14133

ручная, биопсия костного мозга, аспирационная,
размер 14G / 15G / 16G / 18G, длина 2 см / 15 см,
метки глубины введения, стопор контроля глубины

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	аспираторная
Размер	14G / 15G / 16G / 18G
Длина	2 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Иглы MIELOX - предназначены для аспирации костного мозга из грудины, гребня подвздошной кости (дети) или иных участков костной системы.

Модификации:

- MIELOX MA - классическая стерильная игла.
- MIELOX ME - для трансплантации костного мозга (дополнительное боковое отверстие).

Характеристики

- Рукоятка эргономичной, округлой формы удобно располагается в руке. За счет дополнительных крыльев создается надежный и уверенный захват, что очень важно при проведении процедуры.
- **Ограничитель длины** иглы для фиксации глубины прокола с миллиметровой шкалой.
- Игла с **трехгранной заточкой** максимально обеспечивает быстрый и безопасный проход через костную ткань.
- Коннектор с **Луер-Локом** для аспирации биоматериала шприцем.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
14G	от 2 до 15 см 2 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 15 см	зеленый
15G		синий
16G		белый
18G		розовый

Каталожные номера:

РАЗМЕР

ДЛИНА

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ:

М

А

0

0

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТЬЮ:

М

А

1

0

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ:

М

Е

0

0

ИГЛА СТЕРНАЛЬНАЯ С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТЬЮ:

М

Е

1

0

*размер в G, длина в мм (пример: МА 14 075 10)