

Игла для биопсии костной ткани Sterylab BEN тип Ямшиди

РЗН 2017/5965

ручная, биопсия костного мозга, трепанобиопсия /
аспирационная, размер 8G / 11G / 13G, длина 9 см / 10
см / 15 см

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия костного мозга
Вид биопсии	трепанобиопсия / аспирационная
Размер	8G / 11G / 13G
Длина	9 см / 10 см / 15 см

Дополнительные характеристики

Sterylab BEN - одноразовая игла (тип Ямшиди) для трепан-биопсии костной ткани.

Характеристики:

- **Рукоять** удобная для захвата - облегчает пенетрацию.
- Надежно закрепленный **стиллет** для безопасности процедуры.
- **Ограничитель глубины** позволяет контролировать глубину пенетрации.
- **Режущий край «Рыбий рот»** обеспечивает цилиндрический биоптат с неповрежденной структурой.
- **Стиллет с троакарным скосом** позволяет произвести пенетрацию быстро и менее инвазивно.
- Дополнительный **стиллет для перемещения биоптата** позволяет быстро извлечь образец ткани из канюли с минимальным риском повреждения.
- **Цветовые коды** для облегчения определения размера иглы.

По запросу доступны иглы с сантиметровыми отметками для вертебральной биопсии и для использования в ортопедии (биопсия длинных костей и вертебропластика).

Размеры:

Каталожный номер	Диаметр	Длина	Цветовой код
BEN0810	8G (4.0 мм)	10 см	темно-зеленый
BEN0815	8G (4.0 мм)	15 см	темно-зеленый
BEN1110	11G (3.0 мм)	10 см	белый
BEN1115	11G (3.0 мм)	15 см	белый
BEN1309	13G (2.4 мм)	9 см	синий

Стерильная, одноразовая.

В упаковке: 20 шт.