

Игла для пистолета для биопсии Geotek MaxiCore-M

РЗН 2020/12062

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G, длина 10 см / 15 см / 20 см /
25 см / 30 см, метки глубины введения, эхогенные
метки



Geotek Medikal, Турция

Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G
Длина	10 см / 15 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для пистолета для биопсии MaxiCore-M - используется в АБП для забора гистологических образцов мягких тканей и органов (почки, печень, легкие, органы с гладкой мускулатурой, железы: молочная, предстательная, поджелудочная).

Для пистолетов: Maxicore-M и Bard Magnum.

Характеристики:

- Эхогенный наконечник.
- Длина среза 20 мм.
- Полая игла с метками глубины введения.
- Цветовая маркировка.
- Срок стерилизации - 5 лет.

Модификации:

- GPN1410-M - 14G - 10 см
- GPN1415-M - 14G - 15 см
- GPN1420-M - 14G - 20 см
- GPN1610-M - 16G - 10 см
- GPN1615-M - 16G - 15 см

- GPN1620-M - 16G - 20 cm
- GPN1810-M - 18G - 10 cm
- GPN1815-M - 18G - 15 cm
- GPN1820-M - 18G - 20 cm
- GPN1825-M - 18G - 25 cm
- GPN1830-M - 18G - 30 cm