

Игла для биопсии MDL Easy-Cut полуавтоматическая

ФСЗ 2012/13006

полуавтоматическая, биопсия мягких тканей,
Меньжини, размер 18G / 19G / 20G / 21G / 22G, длина
7 см / 10 см / 12 см / 15 см / 20 см, метки глубины
введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	полуавтоматическая
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	18G / 19G / 20G / 21G / 22G
Длина	7 см / 10 см / 12 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии Easy-Cut - полуавтоматическая одноразовая игла для биопсии типа модифицированный Меньжини.

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Характеристики:

- Атравматично заточенная по Меньжини канюля, изготовленная из марки стали AISI304.
- Пирамидальная заточка стилета.
- **Создание вакуума нажатием на кнопку** - проводить биопсию можно одной рукой.
- Система плавно испускает созданный вакуум из шприца, позволяет избежать аспирации тканей в шприц при сохранении образца в канюле и облегчает продувания.
- Игла поставляется **с внутренним стилетом**.
- Сантиметровая маркировка канюли и скользящий стопор для контроля глубины введения.
- Внутренний **эхогенный маркер** для усиления визуализации под контролем УЗИ.
- Луэр-Лок коннектор.

Размеры:

Диаметр, G	мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм	200 мм
18	1,20	PCO1807	PCO1810	PCO1812	PCO1815	PCO1820
19	1,10	PCO1907	PCO1910	PCO1912	PCO1915	PCO1920
20	0,90	-	PCO2010	PCO2012	PCO2015	PCO2020
21	0,80	-	PCO2110	PCO2112	PCO2115	PCO2120
22	0,70	-	PCO2210	PCO2212	PCO2215	PCO2220

Опции:

- **PCOC** - поставляется с коаксиальной иглой.
- **PCOR / PCOCR** - поставляется с ликвидатором иглы.