

Игла для биопсии MDL Easy-Lock

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия мягких тканей, Меньжини, размер 18G / 19G / 20G / 21G / 22G, длина 7 см / 10 см / 12 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	18G / 19G / 20G / 21G / 22G
Длина	7 см / 10 см / 12 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии Easy-Lock - одноразовая игла для биопсии типа модифицированный Меньжини.

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Характеристики:

- Съёмная канюля с сантиметровой маркировкой для быстрой оценки глубины проникновения иглы.
- Скользящий стопор позволяет установить необходимую глубину введения и ориентироваться на него при введении иглы.
- **Шприц** поставляется с внутренним устройством из стали.
- **Эхогенный маркер** для усиления визуализации под контролем УЗИ.
- Луэр-Лок коннектор.

Размеры:

Диаметр, G	мм	70 мм	100 мм	120 мм	150 мм	200 мм
18	1,20	PC1807	PC1810	PC1812	PC1815	PC1820
19	1,10	PC1907	PC1910	PC1912	PC1915	PC1920
20	0,90	-	PC2010	PC2012	PC2015	PC2020
21	0,80	-	PC2110	PC2112	PC2115	PC2120
22	0,70	-	PC2210	PC2212	PC2215	PC2220

Опционально поставляется с ликвидатором иглы - артикул **PCR**.