

Игла для биопсии MDL Hand-Cut

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия мягких тканей, гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 19G / 21G, длина 7.5 см / 10 см / 11.4 см / 12 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 19G / 21G
Длина	7.5 см / 10 см / 11.4 см / 12 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии MDL Hand-Cut - одноразовая тру-кат игла для механической мягкотканной биопсии гильотинного типа.

Характеристики:

- Сантиметровый маркер контроля глубины и скользящий стоппер.
- Канюля имеет заточку по Меньжини, что позволяет осуществить максимально атравматичный срез и надежный захват образца.
- Размер биопсийного образца - **10 мм / 20 мм** (для 10 мм - специальный ограничитель длины среза).
- **Эхогенный маркер**, расположенный с внутренней стороны канюли, для усиления визуализации под контролем УЗИ.
- Луэр-Лок коннектор для присоединения шприца при необходимости цитологической аспирации.

Размеры:

Диаметр, G	мм	75 мм	100 мм	114 мм	120 мм	150 мм	200 мм
14	2,1	PM14075	PM1410	PM14114	PM1412	PM1415	PM1420
16	1,6	PM16075	PM1610	PM16114	PM1612	PM1615	PM1620
18	1,2	PM18075	PM1810		PM1812	PM1815	PM1820
21	0,8	PM21075					
19	1,1	PM19075					

Опционально поставляется с ликвидатором иглы - артикул **PMR**.