

Игла для биопсии MDL SemiCut полуавтоматическая

ФСЗ 2012/13006

полуавтоматическая, биопсия мягких тканей,
гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 7 см
/ 10 см / 16 см / 20 см, метки глубины введения,
эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	полуавтоматическая
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	7 см / 10 см / 16 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии MDL SemiCut - сверхлегкая полуавтоматическая игла для гильотинной биопсии мягких тканей (легкие, печень, почки, молочная железа).

Характеристики:

- Сантиметровый маркер контроля глубины.
- Размер биопсийного образца - 10 мм / 20 мм.
- Эхогенный маркер позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.

Размеры:

- 14G (2.1 мм) - длина 7 / 10 / 16 / 20 см
- 16G (1.6 мм) - длина 7 / 10 / 16 / 20 см
- 18G (1.2 мм) - длина 7 / 10 / 16 / 20 см
- 20G (0.9 мм) - длина 7 / 10 / 16 / 20 см

Артикул для заказа: PDO XXYY, (где XX диаметр иглы в G, а YY - длина иглы в сантиметрах).

PDOPP - поставляется в наборе с коаксиальной иглой.