

Игла для биопсии MDL Wescott

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия мягких тканей / биопсия жидкости,
аспирационная, размер 18G / 20G / 21G / 22G / 23G,
длина 10 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения,
стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей / биопсия жидкости
Вид биопсии	аспирационная
Размер	18G / 20G / 21G / 22G / 23G
Длина	10 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла MDL Wescott - игла Чибя для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Уэскотт. Кончик канюли заточен по типу Чибя и имеет **боковое отверстие**, что обеспечивает срез и аспирацию опухолевых тканей.

Применение: цитогистологическая биопсия опухолевых и фиброзных образований. Уникальная геометрия кончика позволяет проводить как аспирацию с целью цитологического исследования, так и срез тканей для гистологии.

Характеристики:

- Сантиметровая маркировка и стоппер глубины введения.
- Внутренний **эхогенный маркер** для улучшенной визуализации под контролем УЗИ.
- Цветовая кодировка.
- Луэр-коннектор.

Размеры:

- Стандартный диаметр: 18G / 20G / 21G / 22G / 23G.
- Стандартная длина: 100 мм / 150 мм / 200 мм.

Код заказа: **PEW XXYY** (где XX – Диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).

Опционально поставляется с **утилизатором иглы** - артикул PEWR.