

Игла для биопсии Medax FACILE

ФСЗ 2012/12124

ручная, биопсия мягких тканей, гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 20G / 21G, длина 8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G / 21G
Длина	8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Иглы Medax FACILE - ручные гильотинные иглы для биопсии мягких тканей.

Модификации:



QUINKE



SWORD



TROCAR

Характеристики

- Используется как ручная игла для биопсии мягких тканей.
- Заостренная канюля для безопасного и безболезненного чрезкожного введения и проникновения.
- **Эхогенная метка** для корректного позиционирования под ультразвуковым контролем.
- **Сантиметровая разметка** и задвигающийся игольный затвор.
- Доступна также в версии с троакарной заточкой.

- Может использоваться с интродьюсерной коаксиальной иглой CF.

Размер	Длина	Цвет
14G	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см	зеленый
16G		белый
18G		розовый
20G		желтый
21G		светло-зеленый

Каталожные номера:

РАЗМЕР

ДЛИНА

ЗАТОЧКА КВИНКЕ:

F

C

0

0

ТРОАКАРНАЯ ЗАТОЧКА:

F

C

0

1

ЗАТОЧКА SWORD:

F

C

0

2

ИНТРОДЬЮСЕРНАЯ
КОАКСИЛЬНАЯ ИГЛА:

C

F

0

0

*размер в G, длина в мм (пример: FC 20 160 02)