

Игла для биопсии Medax HERAX

ФСЗ 2012/12124

ручная, биопсия мягких тканей, Меньжини, размер 15G / 16G / 17G / 18G / 20G, длина 8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	15G / 16G / 17G / 18G / 20G
Длина	8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла Medax HERAX - это модифицированная игла Menghini для контролируемой гистологической биопсии мягких тканей (печени).

Характеристики

- **Шприц объемом 10 мл** с самозащелкивающимся механизмом для создания постоянного вакуума и фиксации поршня.
- Специальная игла-троакар и заостренный ультратонкий стилет позволяют безболезненно проникать сквозь кожные покровы и органы, что снижает многократно риск разрыва внутренних тканей и кровотечения.
- **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения под контролем УЗИ.
- Специальный **ограничитель** позволит задать глубину проникновения иглы.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** с контрольной меткой каждые 5см и ограничитель длины создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Возможно приобретение игл со сплошным внутренним и внешним Эхо отражающим покрытием по всей длине, что способствует полной визуализации и точному позиционированию иглы!
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
15G	8 / 10 / 12 / 16 / 20 см	синий
16G		белый
17G		красный
18G		розовый
20G		желтый