

Игла для биопсии Sterylab ATA-CUT тип Жельман

РЗН 2017/5967

ручная, биопсия мягких тканей, Меньжини, размер 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G, длина 9 см / 11 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G
Длина	9 см / 11 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab ATA-CUT - биопсийная игла тип Жельман (модификация Меньжини).

Характеристики:

- **Троакарная заточка** стилета облегчает пенетрацию, а также использование ATA-CUT не требует использования солевого раствора.
- Процедура биопсии с использованием ATA-CUT более легкая и непринужденная для специалиста.
- **Стилет** снабжен внутренним **эхо-маркером**, что делает иглу отчетливо видимой на мониторе во время эхографии.
- Легко читаемая **сантиметровая шкала** и **скользящий стопор** облегчают контроль глубины проникновения.
- **Шприц** оснащен самоблокирующимся устройством, что обеспечивает безопасность и легкость в использовании.
- Стерильная, одноразового использования.

Модификации:

- 16G (1.6 мм) - длина 9 / 11 / 15 см
- 17G (1.4 мм) - длина 9 / 11 / 15 см

- 18G (1.2 мм) - длина 9 / 11 / 15 см
- 19G (1.05 мм) - длина 11 / 15 / 20 см
- 20G (0.9 мм) - длина 11 / 15 / 20 см
- 21G (0.8 мм) - длина 11 / 15 / 20 см

Каталожные номера по формуле: ATA-CUT 16G 9 см - ATC1609.

В упаковке: 15 шт.