

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab BIO-CUT

РЗН 2017/5967

ручная / для пистолета, биопсия мягких тканей,
гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 11
см / 15 см / 20 см / 47 см, метки глубины введения,
стопор контроля глубины

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная / для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	11 см / 15 см / 20 см / 47 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab BIO-CUT - биопсийная игла гильотинного типа, которая может быть использована для биопсии простаты, почек, печени и т.д. Процедура биопсии может быть проведена **вручную** или **полуавтоматически с устройством AUTO-SHOT** многократного использования.

Характеристики:

- Позволяет получить обильный и качественный гистологический материал, при этом процедура биопсии быстрая, простая, атравматичная.
- Регулировка среза: 6 мм / 12 мм / 20 мм.
- Ограничитель глубины (6-12 см).
- Образец ткани, сделанный канюлей и острыми краями площадки стилета может быть удален из органа без разрывания тканей. Этот рабочий принцип позволяет осуществлять биопсию большинства органов: печени, селезенки, почек, предстательной железы, молочной железы, лимфатических узлов и т.д., даже когда традиционные методы невозможны.
- Стерильная, одноразового использования, в индивидуальной упаковке.

Модификации:

- BIO-CUT - стандартная игла из медицинской **стали**.
- BIO-CUT MR - для использования **под контролем МРТ** - сделана из **титана**. Срез 20 мм.

Размеры:

- 14G (2.0 мм) - длина 11 / 15 / 20 / (47) см
- 16G* (1.6 мм) - длина 11 / 15 / 20 / (47) см
- 18G* (1.2 мм) - длина 11 / 15 / 20 см
- 20G (0.9 мм) - длина 11 / 15 / 20 см

* доступные размеры для BIO-CUT MR.

Длина 47 см для использования при лапароскопии.

В упаковке: 20 шт. (для лапароскопии - 5 шт.).