

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab FAST-CUT

РЗН 2017/5967

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 11 см / 15 см / 20
см / 25 см, метки глубины введения

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	11 см / 15 см / 20 см / 25 см
Метки глубины введения	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab FAST-CUT - предназначена для использования с автоматическим пистолетом. Может также использоваться с другими многоразовыми пистолетами. Позволяет получить биоптат без нарушения его структуры и с минимальной травматичностью.

Для пистолетов: FAST-GUN

Характеристики:

- Легко читаемый **сантиметровый маркер** для контроля глубины введения.
- Стерильная, для однократного использования.

Модификации:

- FAST-CUT - стандартная.
 - FAST-CUT PLUS+. Игла сделана из стали Echinox для оптимальной визуализации под контролем УЗИ.
 - FAST-CUT PLUS++. Игла с Echinox и Top-Core геометрией среза образца обеспечивает отличную эхографическую визуализацию и позволяет получить на 50% больше ткани.
- PLUS+ и PLUS++ доступны с размерами 14-18G.

Размеры:

- 14G (2.0 мм) - длина 11 / 15 / 20 / 25 см
- 16G (1.6 мм) - длина 11 / 15 / 20 / 25 см

- 18G (1.2 мм) - длина 11 / 15 / 20 / 25 см
- 20G (0.9 мм) - длина 11 / 15 / 20 / 25 см

В упаковке: 15 шт.