

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab FAST-CUT B

РЗН 2017/5967

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 15 см / 20 см / 25
см, метки глубины введения, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	15 см / 20 см / 25 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла для биопсии мягких тканей Sterylab FAST-CUT B - одноразовая игла для режущей биопсии мягких тканей.

Для пистолетов: Bard Magnum.

Характеристики:

- Конструкция с выемкой для образца позволяет взять образец ткани без повреждения структуры.
- Легкая установка в пистолет с использованием сменной распорной детали.
- **Сантиметровый маркер** позволяет контролировать глубину введения иглы.
- **Эхо-маркер** на конце иглы позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.
- Все иглы снабжены **цветовым кодом**.
- Стерильная в индивидуальном блистере.

Размеры:

- 14G (2.0 мм) - длина 15 / 20 / 25 см
- 16G (1.6 мм) - длина 15 / 20 / 25 см
- 18G (1.2 мм) - длина 15 / 20 / 25 см
- 20G (0.9 мм) - длина 15 / 20 / 25 см

В упаковке: 25 шт.