

Игла для биопсии мягких тканей MDL Fast-Cut E

ФСЗ 2012/13006

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 10 см / 12 см / 15
см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины
введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	10 см / 12 см / 15 см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла Fast-Cut E - одноразовая игла для гильотинной биопсии, совместимая с автоматическими биопсийными пистолетами.

Для пистолетов: ProMag 2.2.

Характеристики:

- Сантиметровый маркер контроля глубины.
- Заточка по Меньжини (канюля из стали марки AISI 304).
- Цветовая кодировка игл.
- Размер биопсийного образца - 20 мм.
- **Эхогенный маркер** позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.

Размеры:

- 14G (2.1 мм) - длина 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 см
- 16G (1.6 мм) - длина 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 см
- 18G (1.2 мм) - длина 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 см
- 20G (0.9 мм) - длина 10 / 12 / 15 / 16 / 20 см

Артикул для заказа: VE XXYY, (где XX диаметр иглы в G, а YY - длина иглы в сантиметрах).

VEC - поставляется в наборе с коаксиальной иглой.