

Игла для биопсии мягких тканей MDL Fast-Cut M

ФСЗ 2012/13006

для пистолета, биопсия мягких тканей, гильотинная,
размер 12G / 14G / 16G / 18G / 20G, длина 10 см / 13
см / 15 см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины
введения, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	для пистолета
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	12G / 14G / 16G / 18G / 20G
Длина	10 см / 13 см / 15 см / 16 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийная игла Fast-Cut M - одноразовая игла для гильотинной биопсии, совместимая с автоматическими биопсийными пистолетами.

Для пистолетов: Bard Magnum / Plurigun.

Характеристики:

- Сантиметровый маркер контроля глубины.
- Заточка по Меньжини (канюля из стали марки AISI 304).
- Цветовая кодировка игл.
- Размер биопсийного образца - 20 мм.
- Внутренний **эхогенный маркер** позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.
- Подходит для **стереотаксической** процедуры.

Опции:

- MGC - поставляется в наборе с **коаксиальной иглой** (интродьюсером) для мультипозиционной биопсии.
- MGR / MGCR - поставляется с утилизатором иглы.

Размеры:

- 14G - длина 10 / 13 / 16 / 20 см

- 16G - длина 10 / 13 / 15 / 16 / 20 см
- 18G - длина 10 / 13 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 см
- 20G - длина 10 / 13 / 16 / 20 см

Артикул для заказа: MG XXYY, (где XX диаметр иглы в G, а YY - длина иглы в сантиметрах).